

Producto	REVERSO PUNTAS DE PAPEL				
Referencia(s)	Ø ISO	SO25 - ISO 25	SO40 - ISO 40	SO50 - ISO 50	KIT SO25-SO50 / KIT ISO 25-50
	Ref	3131424	3131425	3131426	3131427
Descripcion	PUNTAS DE PAPEL - Puntas destinadas a la obturación de los canales radiculares preparados con los instrumentos de tipo REVERSO BLUE y REVERSO SILVER .				
Foto					
Indicaciones y datos tecnicos	<ul style="list-style-type: none"> - Hiperabsorbentes - Secado óptimo sin pelusa - Las puntas permanecen firmes y flexibles, incluso estando mojadas. - Diámetro de las puntas según normas ISO - Estériles por rayos gamma - Longitud: 28± 1 mm - Condicionamiento por 100 - Marcas de longitud a 18, 19, 20, 22 y 24 mm - Tamaños disponibles: S025, S040, S050 				
Vida	- 48 meses				
Instrucciones de uso					
Informaciones	Dispositivo médico de clase IIa. Marcado CE 0197. El organismo de certificación TUV Rheinland. Representante europeo autorizado: DiaDent Europe B.V. Antennestraat 70, 1322 AS, Almerer, Países Bajos				