




Ficha Técnica

Designação	DIQUES SEM LÁTEX R&S					
Referência	<table border="1"> <tr> <th>MEDIUM</th> <th>HEAVY</th> </tr> <tr> <td>127642</td> <td>3106865</td> </tr> </table>	MEDIUM	HEAVY	127642	3106865	
MEDIUM	HEAVY					
127642	3106865					
Descrição do produto	<p>Diques R&S pré-cortados, de fácil utilização, sem látex para evitar qualquer risco de alergia. Com estrito isolamento do campo operatório.</p>					
Visual						
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Muito extensível (resistência à tração: 12 MPa, alongamento até 1100%) - Selamento perfeito. - Aroma agradável. - Configuração rápida. - Dimensões: 15,2 x 15,2 cm. 					
Espessura	0,18 mm/0,23 mm					
Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> - Diques sem látex para evitar qualquer risco de alergia. - Cor azul para os diferenciar. 					
Composição	<ul style="list-style-type: none"> - Borracha de poli-isopreno - Estabilizadores - Óxido de zinco - Enxofre - Aceleradores - Antioxidante - Dióxido de titânio - Glicina - Sensibilizadores para calor. - C.I. Pigmento Azul 15.1 					
Acondicionamento	<ul style="list-style-type: none"> - Caixa de 20 diques. - Disponível em espessura média e grossa. 					

Versión 1.0

Mis à jour 22/03/2019 par Nelly Siggini