



FICHA TECNICA

Designación	Tiranervios (Nerve broaches) R&S				
	Tira Nervios N°	Colores R&S	Colores ISO	Longitud disponibles	Referencias
Referencias	15	●		21 mm	0281877
	20	●	●		0281878
	25	●	○		0281879
	30	●	●		0281880
	35	○	●		0281881
	40	●	●		0281882
	45	●			0281883
	50	●	○		0281884
	60	●	●		0281885
Visual					
Descripción	Para la extracción de la pulpa dental.				
Indicaciones	Uso único por todos los números. Secuencia de color ISO. De acero inoxidable con mango de plástico esterilizable.				
Informaciones técnicas	<p><u>Especificaciones geométricas:</u> Los tiranervios son instrumentos, tienen una conicidad del 1% y están equipados con marcas en la circunferencia. Los instrumentos cumplen con los párrafos según la norma ISO 3630-4.</p> <p><u>Materiales utilizados:</u> -Mango: Metal -Lima: Acero inoxidable</p> <p><u>Pre-desinfección, limpieza y esterilización:</u> Los instrumentos vendido en estuche no estériles deben ser desinfectarse previamente, limpiarse y esterilizarse a 134 ° C durante 18 minutos antes de su uso.</p> <p>Los nervios no deben estar sumergidos en productos a base de soda.</p>				

Acondicionamiento / almacenamiento	- Vendido estuche de 12 tira nervios. Cada números non son estériles
Informaciones legales	Class IIa medical device. CE 1639 marking. Certifying body SGS BELGIUM. Manufacturer: CFPM. Code GMDN 40529

Version 2.0
22/10/2020 por Cecilia Jeanningros