



FICHA TÉCNICA

Designación	Limas K						
Referencias	Longitud 21 mm						
	No	06	08	10	15	20	25
	Ref.	0281940	0281941	0281942	0281943	0281944	0281945
	No	30	35	40	Surtido- 15-40		
	Ref.	0281946	0281947	0281948	0281949		
	Longitud 25 mm						
	No	06	08	10	15	20	25
	Ref.	0281950	0281951	0281952	0281953	0281954	0281955
	No	30	35	40	Surtido- 15-40	Cotejo 45-80	
	Ref.	0281956	0281957	0281958	0281959	0281960	
Imagen							
Descripción	K-Files: Preparación del conducto radicular (marcado y escariado). Caja de plástico de 6 instrumentos						
Datos técnicos	<p>Conicidad: 2%</p> <p>Punta roma que no funciona: este consejo de seguridad permite: garantizar una guía suave durante el cateterismo, evitar obstáculos sin "atrapar", evitar incidentes y accidentes durante la conformación (no más tapones, direcciones falsas, canales falsos), respetar: curvaturas del canal y región apical</p> <p>Materiales utilizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mango: plástico esterilizable - Stop: silicona - Cuchilla: acero inoxidable <p>Los instrumentos son esterilizables a 135°C durante 18 minutos.</p>						
Vigencia	<p>Número máximo recomendado de usos, en condiciones normales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Para los números 06 al 20 - 5 Para los otros números 						
Información legal	<p>Dispositivo médico de clase I según la Directiva Europea 93/42/CEE, incluida la Directiva 2007/47/CE</p> <p>Fabricante: CFPM</p>						

Actualizado el 22/06/2022 por Nelly S.