

C. F. P. M.
**Conception, Fabrication de Produits Médicaux et
paramédicaux**

FICHA TECNICA

DIQUES R&S



CARACTERISTICAS

Diques precortados, de fácil uso. Muy extensibles (resistentes a la tensión: 25 Mpa, alarga hasta 850%). Perfecta estanqueidad. Ligeramente empolvados. Olor agradable. Puesta rápida.

Diques verdes de látex natural

Diques de alta calidad de látex natural. De color verde para una visibilidad óptima. Disponibles en espesor: fino, medio y grueso.

Designación	Ref.
La caja de 36 diques fino	9-575
La caja de 36 diques medio	9-010
La caja de 36 diques gruesos	9-576

Identificación del fabricante :

C.F.P.M.

2 bis, chemin du Loup

93290 Tremblay-en-France – France

C. F. P. M.
**Conception, Fabrication de Produits Médicaux et
paramédicaux**

