

EXSS

External Suction System



simple&smart



Simple&smart siempre está muy atento a las necesidades de los profesionales en el campo dental y siempre está listo para responder a sus solicitudes con productos simples y de alta calidad.

Nuestro **External Suction System** (sistema de succión externo) ha sido diseñado para eliminar grandes cantidades de gotas y aerosoles producidos por piezas de mano y de-tartradores ultrasónicos durante los tratamientos, reduciendo significativamente el riesgo de infección manteniendo el aire limpio.

Principales Características

REDUCE ALTAMENTE EL RIESGO de infecciones debido a la inhalación de gotitas, aerosoles, residuos de sangre y polvos que pueden ser vehículos de enfermedades causadas por virus y bacterias.

POTENCIA DE SUCCIÓN ULTRA FUERTE, altamente confiable, con un bajo nivel de ruido, garantiza el mejor rendimiento.

DISEÑO AERODINÁMICO de la parte terminal. Asegura: mejor control de la dirección de succión, mayor potencia de succión, mayor comodidad del paciente y evita fugas de aire sucia.

SISTEMA DE FILTRACIÓN DE GRADO MÉDICO con 3 capas de sistema de filtración HEPA que detiene los virus y gérmenes hasta 0.3 µm con una eficiencia del 99.995%.

SISTEMA DESINFECTANTE DE LUZ UV. Una luz UV de grado médico incorporada que mata todos los virus y gérmenes en el filtro.

El sistema tiene un **RECORDATORIO DE VIDA DEL FILTRO** que indica cuándo es necesario cambiar el filtro (dura aproximadamente 1000 horas).

Tiene un **SISTEMA DE CONTROL PRECISO** con 10 niveles de potencia. ajuste por pantalla digital. El sistema interno asegura una filtración precisa de agua/aire.



Datos Técnicos

VOLTAJE
PODER
MÁX. POTENCIA de SUCCIÓN
VOLUMEN MÁXIMO
FILTRO

RUIDO
PESO NETO
MEDIDAS DE LA UNIDAD
PESO BRUTO
MEDIDAS DEL EMBALAJE

AC220V/50HZ
1200W
10 Kpa
3000 L/min
Sistema de
filtración HEPA
de 3 capas
58 db
28 KG
275*275*980 mm
30 Kg
370*360*1000mm



