

CFPM
www.rs-dental-products.com

Descrição

As **brocas de diamante R&S** estão disponíveis numa enorme variedade de formatos e tamanhos e em cinco cores codificadas por níveis de granulação: supergrosso, grosso, médio, fino e superfino. As brocas são produzidas através da aplicação de uma superfície homogênea, com revestimento de diamante, numa peça em bruto de aço inoxidável. Estão disponíveis em embalagens de cinco unidades numa caixa de plástico com tampa deslizante transparente para facilitar a identificação e seleção. As brocas garantem 3 a 5 preparações de coroas. Os três formatos (redonda, cônico com extremidade arredondada ampla, cônico com extremidade arredondada estreita) com nível de granulação grosso das **brocas de diamante R&S** foram avaliados por 29 consultores em mais de 380 utilizações.


Este produto recebeu uma **classificação clínica de 91%**.

91%
de pareceres
favoráveis



R&S

Percentagem de consultores que:



Comentários dos Consultores

- "Boa redução do volume com o nível de granulação grosso."
- "Podem ser preparados diversos dentes com cada broca."
- "Boa variedade de formatos."
- "O catálogo está bem organizado, o que facilita os pedidos de encomenda."
- "Gostaria que existissem numa versão com haste mais curta."

"A BROCA
FUNCIONA
BEM NA MINHA
PEÇA DE MÃO
ELÉTRICA"

Características exclusivas

De um modo geral, os consultores deram uma classificação elevada às **brocas de diamante R&S** no que respeita à embalagem, adaptação à peça de mão, comprimento da haste, concentricidade e resistência ao bloqueio. A eficiência de corte e durabilidade das brocas foram características apreciadas pelos consultores. Vários observaram que as brocas demonstraram maior duração e melhor corte do que outras brocas por eles utilizadas, tornando-as muito rentáveis. Oitenta e dois por cento dos consultores passariam a utilizar as brocas **brocas de diamante R&S** e 90% recomendá-las-iam aos seus colegas.