

Guía de Procedimiento

Una línea completa de soluciones de terminado y pulido... de principio a fin:



El Sistema para Terminado y Pulido 3M™ Sof-Lex™ está codificado por colores: de oscuro (grosso) a claro (superfino), para un fácil proceso paso a paso.

Su fácil montaje "pop-on" le permite cambiar rápidamente los discos o espirales, para que usted se mueva de manera eficiente a lo largo de su procedimiento de terminado y pulido.



3M™ Sof-Lex™ Sistema de Diamante para Pulido:
Olvídese del desorden de las pastas. Nuestra Espiral para Prepulido prepara la restauración para un brillo final, mientras que nuestra Espiral de Diamante para Pulido, con diamante impregnado, da a sus restauraciones un precioso brillo, similar al logrado con pasta.



3M™ Sof-Lex™ Discos:
Los discos flexibles se ajustan a los contornos de los dientes.

Reducción del grosor



Contorneado



Terminado



Pulido



3M™ Sof-Lex™ Discos XT:
Discos extradelgados para un acceso más fácil a las superficies proximales.

Reducción del grosor



Contorneado



Terminado



Pulido



3M™ Sof-Lex™ Tiras:
Diferentes granos en cada extremo, con el centro sin recubrimiento, para una inserción interproximal más fácil.

Reducción del grosor y contorneado



Terminado y pulido



3M™ Sof-Lex™ Sistema de Diamante para Pulido




3M™ Sof-Lex™ Discos



3M™ Sof-Lex™ Sistema de Diamante para Pulido



3M™ Sof-Lex™ Tiras



www.3MESPE.com



3M Cuidado Oral
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000 EUA
Web www.3MESPE.com

Impreso en [País]
Por favor recicle.

3M, ESPE y Sof-Lex son marcas registradas de 3M o 3M Deutschland GmbH.
© 3M 2016. Todos los derechos reservados.