

# Cajas de aluminio perforadas NICHROMINOX



## Características

Realizadas en aluminio anodizado, estas cajas están especialmente concebidas para la esterilización en autoclave. Tanto el fondo como la tapa están completamente perforados con el fin de facilitar la circulación del vapor. Color: gris

DESIGNACIÓN	REFERENCIA
Tamaño 21 x 10 x 5 cm	15-451
Tamaño 21 x 10 x 3 cm	15-946
Tamaño 18 x 9 x 3 cm	15-455
Tamaño 17 x 7 x 3 cm	15-456