


Designación	Rollo de esterilización						
Reference(s)	5 cm	7,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	20 cm con escudete de 5,5 cm
	3016193	3016194	3016195	3016196	3016197	3016198	3016212
Visual							
Descripción	<p>Manguitos de esterilización en rollo de 200 m, disponibles en 6 anchos + un tamaño de fuelle (rollo de 100 m).</p>						
Características y datos técnicos	<p>Papel médico: 60 gramos Película PET: 12/30 color azul (12/40 para el conducto de fuelle)</p> <p>Cada rollo está envuelto individualmente en una película de plástico.</p> <p>Cierre de la bolsa: 170°C-200°C</p> <p>Esterilización por vapor o 121°C a 134°C o Los indicadores pasan de rosa a marrón</p> <p>Esterilización por óxido de etileno o 30°C a 54°C o Los indicadores pasan de azul a amarillo</p> <p>Cumplir con las normas : - EN 868:5 - ISO 11607: 1-2 - ISO 1140-1</p>						
Embalaje	ALMACENAR EN UN LUGAR SECO, LEJOS DE LA LUZ DEL SOL						

	NO UTILIZAR SI EL EMBALAJE ESTÁ DAÑADO
<b>Esperanza de vida</b>	5 años a partir de la fecha de fabricación
<b>informaciones legales</b>	Dispositivo médico de clase I según la Directiva Europea 93/42/CEE, incluida la Directiva 2007/47/CE Marca CE Fabricante: E. Line S.r.L.

Versión 2.1  
11/13/2020 Marion CHABANAT