



<b>Designación</b>	<b>Bolsas de esterilización</b>									
<b>Reference(s)</b>	<b>BOLSAS AUTOADHESIVAS</b>									
	Tamaño	8,5 x 16,5cm	7 x 25,5cm	9 x 25,5cm	14 x 28cm	25,5 x 38cm	5,7 x 13cm	18 x 33cm	9 x 13cm	30 x 45 cm
	Ref	3135469	3135470	3135471	3135472	3135473	3135474	3135475	3135476	3135477
	<b>BOLSAS DE SELLADO</b>									
	Tamaño	7X25,5CM		9X25,5CM			20X33 CON SOPLADO DE 5,5CM			
Ref	3135479		3135480			3135478				
<b>Visual</b>										
<b>Descripción</b>	Bolsas de esterilización recomendadas para la esterilización en autoclave o chemiclave									
<b>Características y datos técnicos</b>	Papel	El peso base del papel es de $\pm 60\text{g/m}^2$ , lo que cumple con los requisitos para el embalaje de papel estéril enumerados en ISO11607-1,2 y EN868-5. Según el diseño de la bolsa, el texto se imprime en azul marino (Pantone 298U), con impresión de indicador de esterilización por vapor y óxido de etileno (OE).								
	Película	Cara transparente teñida de azul hecha de PET/PP, grosor $\pm 0,052\text{mm}$ , peso 56 g/m <sup>2</sup> , de acuerdo con los requisitos de la norma EN868-5.								
	Tinta	Añadiendo tinta; el área mínima de impresión del indicador debe ser de 100mm <sup>2</sup> , no debe quedar incoloro o manchado.								
<b>Embalaje</b>	Caja de 200 bolsas, disponible en 10 tamaños									
<b>Esperanza de vida</b>	5 años a partir de la fecha de fabricación									

<b>Indicaciones de uso</b>	
<b>informaciones legales</b>	Dispositivo médico de clase I según la Directiva Europea 93/42/CEE, incluida la Directiva 2007/47/CE Marcado CE Fabricante: FOMED Industries Inc.

Versión 2.0  
2020/10/23 Marion CHABANAT