



Designación	CLINIBITE
Referencie(s)	FAST : 3000468 EXTRA FAST : 0116244
Visual	
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Reacción de adición de polisiloxano de vinilo: especialmente diseñado para grabaciones de oclusión. • Tixotrópico, de alta precisión y tiempo de fraguado rápido, Clinibite es un material estable con una dureza final muy alta. Su opacidad, color y dureza proporcionan al usuario todas las facilidades para un control y operación efectivos
Características et Datas técnicas	<p><u>Características:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • rigidez final 95 Shore A <p><u>Propiedades:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Consistencia imperceptible para el paciente • Facilidad de uso y ausencia de burbujas de aire • Fresa fácil de eliminar el exceso de material • Fluido para evitar presiones y depresiones durante el posicionamiento • Preciso (2 μm): reproduce fielmente los detalles oclusales • Estable: el cambio dimensional de solo -0.05% después de 24 horas garantiza la estabilidad a largo plazo
Acondicionamiento / Almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"> • 2x50ml + 12 puntas mel. • Almacenamiento: la impresión realizada con Clinibite debe almacenarse a temperatura ambiente (5 ° - 27 ° C / 41 ° - 80 ° F).
Esperanza de vida	3 anos
Indicaciones de utilización	
Informaciones legales	Dispositivo médico de Clase I según la Directiva Europea 93/42 / CEE, incluida la Directiva 2007/47 / CE

CFPM - 2 bis chemin du Loup 93290 Tremblay-en-France - FRANCE - Tel. +33 (0)1 45 91 31 82