

ZHERMACK S.P.A

Ficha de seguridad en acuerdo a la DIR. 2001/58/CEE ELITE HD+ PUTTY SOFT FAST SETTING

Fecha de revisión: 20/03/07

Fecha de grabado: 23/10/07

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

1.1 Identificación del preparado:

Nombre comercial:

ELITE HD+ PUTTY SOFT FAST SETTING

Código comercial:

C203010/203012/C203120/C203130/C202360/C202370

1.2 Utilización de la sustancia o del preparado:

Silicona por adición para impresiones de alta precisión.

1.3 Identificación de la sociedad:

Proveedor: ZHERMACK S.p.A. via Bovazecchino, 100 – 45021 - Badia Polesine (RO) ITALY

Número telefónico de la empresa para llamadas urgentes: 0039 0425 597611

2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Sustancias contenidas consideradas peligrosas para la salud de acuerdo con la directiva 67/548/CEE y sucesivas adecuaciones o para las cuales existen límites de exposición reconocidos: ninguna

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

PRODUCTO CLASSIFICADO NO PELIGROSO

En su normal utilización no se observa ningún peligro específico. El contacto con los ojos puede provocar un leve fastidio y producir un enrojecimiento de la conjuntiva.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 **Contacto con la piel:** considerado el uso final del producto, el mismo no causa irritación.

4.2 **Contacto con los ojos:** Lave inmediatamente con agua por lo menos durante 10 minutos.

4.3 **Ingestión:** en caso sea ingerida una muy pequeña cantidad de producto, esto no causa problemas, de lo contrario consultar a un médico.

4.4 **Inhalación:** Airee el ambiente.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO

5.1 **Extintores recomendados:** agua, CO₂, espuma, polvos químicos según los materiales implicados en el incendio.

5.2 **Extintores prohibidos:** ninguno en particular.

5.3 **Riesgos por combustión:** Evite respirar los humos

5.4 **Medios de protección:** Use protecciones para las vías respiratorias.

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

6.1 **Precauciones individuales:** ninguno en particular.

6.2 **Precauciones ambientales:** Contenga las pérdidas con tierra o arena. Si el producto se ha derramado en un curso de agua, en el desagüe o ha contaminado el suelo o la vegetación, avise a las autoridades competentes

6.3 **Métodos de limpieza:** Si es posible, recoja el producto para su reutilización o eliminación. Eventualmente absorbalo con material inerte. Después de la recolección, lave con agua la zona y los materiales implicados.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 **Precauciones para la manipulación:** Véase también el sucesivo párrafo 8. Durante el trabajo no coma ni beba.

7.2 **Materias incompatibles:** Ninguna en particular Véase el párrafo 10 sucesivo.

7.3 **Condiciones de almacenamiento:** Consérvese en lugar fresco y seco a temperaturas comprendidas entre 5 - 27°C (41 - 80°F). Indicación para los locales: Locales adecuadamente aireados.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 **Medidas de precaución:** Airee adecuadamente los locales donde el producto es almacenado y/o manipulado.

8.2 **Protección respiratoria:** No necesaria para el uso normal.

Pág 1 de 2

REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	EMISIÓN	APROBACIÓN
1	11/11/02	Primera emisión		
2	20/03/07	acción de poner al día	R&S	RSGQA

ZHERMACK S.P.A

Ficha de seguridad en acuerdo a la DIR. 2001/58/CEE ELITE HD+ PUTTY SOFT FAST SETTING

Fecha de revisión: 20/03/07

Fecha de grabado: 23/10/07

- 8.3 Protección de las manos:** No necesaria para el uso normal.
8.4 Protección de los ojos: No necesaria para el uso normal. De todas maneras, opere según las buenas practicas de trabajo.
8.5 Protección de la piel: No es necesaria ninguna protección en particular para el uso normal.
8.6 Límites de exposición de las sustancias contenidas: Ninguno

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- 9.1 Aspecto y color:** pasta bicomponente de la cual una parte (base) es de color (arena)
9.2 Olor: inodora
9.3 Densidad relativa: 1.61 g/cc
9.4 Hidrosolubilidad: insoluble

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- 10.1 Condiciones que deben evitarse:** establezca en condiciones normales.
10.2 Sustancias que deben evitarse: el componente "base" a contacto con sustancias alcalinas y ácidas puede producir hidrógeno.
10.3 Peligros por descomposición: ninguno.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

El producto tal cual no ha mostrado efectos citotóxicos sobre la línea celular L929.

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

Utilice según las buenas prácticas laborativas, evitando eliminar el producto en el ambiente.

13. CONSIDERACIONES SOBRE SU ELIMINACIÓN

Recupérese si es posible. Opere según las disposiciones vigentes locales y nacionales.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Mercadería no peligrosa según las normas para el transporte.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

D.Lgs.65/03 (Clasificación, Embalaje y Etiquetado de los productos peligroso):
El preparado no debe considerarse peligroso. Dispositivo Médico CE de acuerdo a la Directiva 93/42/CEE sobre Dispositivos Médicos.

16. OTRAS INFORMACIONES

Las informaciones contenidas se basan en nuestros conocimientos a la fecha arriba indicada. Se refieren exclusivamente al producto indicado y no constituyen garantía de particulares cualidades. El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dichas informaciones en relación al uso específico que debe dar. Esta ficha anula y sustituye toda sección precedente.

REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	EMISIÓN	APROBACIÓN
1	11/11/02	Primera emisión		
2	20/03/07	acción de poner al día	R&S	RSGQA