



Laboratorios Clarben S.A.

## FICHA TECNICA

# CLEAR

REVISION: R1  
Fecha: febrero 2012

### CARACTERISTICAS

Planchas termoplásticas transparentes y duras para máquinas de vacío. De poliéster a base de ácido tereftálico

**CLASIFICACION** libre venta

### PRESENTACIÓN

**Plancha Clear** 1mm (0.040 pulgadas) caja con 25 unidades

**Plancha Clear** 1,5 mm(0.060 pulgadas) caja con 25 unidades

### MODO DE EMPLEO

Compatibles con las máquinas de vacío Ecovac , Econovac, tray vac, machine III

Seguir las indicaciones recomendadas por el fabricante de la máquina de vacío elegida.

