

# Turbo Jet 1 Mod.

## Aspiración para uso odontológico

Aspiración de anillo húmedo



**Turbo Jet 1 Modular** es el sistema de aspiración de anillo húmedo a velocidad fija de Cattani, pensado para instalaciones más sencillas, con una unidad dental sola, cerca del cuarto de máquinas.

Dotado de centralita y pastilla termica de protección, el sistema está disponible con o sin separador de amalgama "ISO 4".

Bajo pedido, está disponible también la versión totalmente insonorizada.

Tipo	Datos eléctricos	Código
Sin ISO 4	(1~) 230V-50 hz - 0.42 kw - 4 A	026110
Con ISO 4	(1~) 230V-50 hz - 0.42 kw - 4 A	029615

Caudal de aspiración: 650 l/min

Presión de vacío: 130 mbar

Peso: 22 kg

Nivel sonoro: 61 db(A)

### Dimensiones:

