


FICHE TECNICA

Designación	Cucharilla alveolar doble Hemingway		
Referencia	<i>1</i> Ø 2,5 mm	<i>2</i> Ø 3 mm	<i>3</i> Ø 2,5 mm
	Ref. : 11-070	Ref. : 11-071	Ref. : 11-072
Visual			
Descripción	Cucharilla alveolar doble Hemingway disponiendo de 3 diámetros según la necesidad.		
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> - Permite del bien perforar el fondo del alveolo, se lleva granulomas o quistes. - Para limpiar los bolsillos periodontales. - Dos extremidades activas, de forma oval. - Disponibles en 3 diámetros, fáciles limpiar y afilar. 		
Informaciones legales	Dispositivo medical de clase I.		