


Designación	ESPEJOS R&S		
Referencia		N° 4 (Ø 22mm)	N° 5 (Ø 24mm)
	<i>Aluminio</i>	0122144	0122145
	<i>Aluminio con aumento</i>	0122146	0122147
	<i>Titanio</i>	0127720	0127721
	<i>Rodio</i>	0122148	0122149
		N° 4 (Ø 22mm)	N° 5 (Ø 24mm)
	<i>Aluminio Rosca "Cone Socket"</i>	11-424	11-425
<i>Rodio Rosca "Cone Socket"</i>	11-428	11-429	
<i>Titanio espejos plano N°4 Rosca / N°5 "Cone Socket"</i>	20-198	20-199	
Visual			
Descripción del producto	Espejos en aluminio, rodio y titanio.		
Indicaciones	Para visión indirecta en cirugía dental.		
Características	<p><b><u>Espejos de aluminio :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Superficie reflectante protegida por una base de níquel para un mejor reflejo de la imagen.</li> <li>-Superficie estanca gracias a una goma de silicona, aumentando la duración de la vida de sus espejos.</li> </ul> <p><b><u>Espejos de titanio :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Superficie reflectante sin que la imagen se doble para un trabajo muy preciso.</li> <li>-Superficie de titanio muy resistente.</li> <li>-Larga duración de los espejos.</li> </ul> <p><b><u>Espejos de rodio :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-El reflejo sin doble imagen y el revestimiento de rodio permite una visión más nítida.</li> <li>-Precauciones: Evitar el contacto de la superficie con productos abrasivos.</li> </ul>		

<b>Propiedades</b>	<p>Dispone de una superficie reflejante máxima y de una gran luminosidad. Su montura es totalmente de acero inoxidable, muy resistente.</p> <p>Resistente a todos los métodos de limpieza, desinfección y esterilización (aire caliente, ebullición, química, autoclave) hasta 180°C, (salvo ultrasonidos).</p> <p>Control riguroso de la fabricación.</p>
<b>Packaging/ composición</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Caja de 12 unidades</li> <li>- Montura en acero inoxidable.</li> </ul>

Versión 1.0

Actualizado 10/30/2014 por Palmier Jerome