


FICHA TÉCNICA

ESPÁTULA DE MODELAR GREGG 4/5		
REFERENCIA	0592	
FABRICANTE / RESPONSABLE	HU-FRIEDY MFG. CO., LLC 3232 N. Rockwell St. Chicago, IL 60618 USA	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario clase I	
DESCRIPCIÓN	Instrumento de modelar con capa de Nitruro de Aluminio y Titanio resistente al rayado y a la adherencia que permiten un modelado cómodo y preciso.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable	
CARACTERÍSTICAS	Hojas contra anguladas, permiten la adaptabilidad en superficies mesial- distal en dientes posteriores, aportando mejor acceso en zonas interproximales y mejor visibilidad.	
ENVASE	1 unidad	
USO PREVISTO	Aplicaciones: Clases 2 y 5.	
CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO	Conservar en lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. Proteger de la humedad.	