



# Ficha técnica

<b>Designación</b>	<b>CURETAS DOBLE DE GRACEY R&amp;S</b>								
<b>Referencia</b>	<table border="1"><tr><td><b>curetas n°3/4</b></td><td><b>curetas n°11/12</b></td><td><b>curetas n°13/14</b></td></tr><tr><td><i>0122261</i></td><td><i>0122262</i></td><td><i>0122263</i></td></tr></table>	<b>curetas n°3/4</b>	<b>curetas n°11/12</b>	<b>curetas n°13/14</b>	<i>0122261</i>	<i>0122262</i>	<i>0122263</i>		
<b>curetas n°3/4</b>	<b>curetas n°11/12</b>	<b>curetas n°13/14</b>							
<i>0122261</i>	<i>0122262</i>	<i>0122263</i>							
									
<b>Descripción del producto</b>	Curetas de doble extremo.								
<b>Indicaciones</b>	<p>Muy eficaces para la eliminación del sarro, curetaje de tejidos blandos y alisados de raíces. Recomendadas en tratamientos con cirugía periodontal.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Cureta Gracey n°3/4: para incisivos, caninos y premolares</li><li>-Cureta Gracey n°11/12: para las superficies mesiales de los molares.</li><li>-Cureta Gracey n°13/14: para las superficies distales de los molares.</li></ul>								
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Muy resistentes</li><li>-Buen manejo del mango</li><li>-Resistencia a la corrosión</li><li>-Sus dos bordes cortantes de cada lado pueden afilarse fácilmente.</li></ul> <p>- Las curettas son esterilizables por autoclave (134° durante 18min).</p>								
<b>Garantía</b>	3 años								
<b>Composición</b>	Productos de acero inoxidable Aisi 304.								

Versión 1.0

Actualizado 10/30/2014 por Palmier Jérôme