



Designación	Protecciones para bandejas								
Reference(s)	Color	Blanco	Azul	Verde	Amarillo	Naranja	Rosa	Lavanda	Verde Limón
	Ref	116572	116744	116745	124643	3023338	3021948	3123064	3123065
Visual									
Descripción	Protecciones permeables al vapor y al gas, adecuadas para la esterilización y conservación de los instrumentos.								
Características y datos técnicos	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 18 x 28 cm - Papel altamente resistente a la rotura - Alta capacidad de absorción - Papel 55 g/m² (100% celulosa pura) 								
Embalaje	Paquete de 250 hojas, envueltas en una película de plástico								
Esperanza de vida	N/A								
Indicaciones de uso									

informaciones legales	/
----------------------------------	---

Versión 1.0
09/2020 Marion CHABANAT