















Ficha técnica

Producto	FORCEPS PARA ADULTOS R&S				
Referencias y visuales	Tallas	2	7	17	18
	Designación	Incisivos/ Caninos superiores	Bicúspides superiores	Molares superiores derecho	Molares superiores Izquierdo
	Ref. Forceps de extremo estriado	3018759	3018756	3018757	3018746
	Ref. Fórceps de extremo con doble estriado	3018748	3018745	105-67502	3018747
	Forma				
	Tallas	51	51L	67A	33
	Designación	Raíces superiores	Raíces superiores con partes activa más fina	Cordales superiores	Incisivos raices inferiores
	Ref. Fórceps de extremo estriado	3018764	3018795	3018765	3018762
	Ref. Fórceps de extremo con doble estriado	3018753	3018794	3018754	3018751
	Forma				
	Tallas	13	22	79	45
	Designación	Caninos y bicúspides inferiores	Molares inferiores	Cordales inferiores	Raíces inferiores
	Ref. Fórceps de extremo estriado	3018760	3018761	3018766	3018763
	Ref. Fórceps de extremo con doble estriado	3018749	3018750	3018755	3018752
	Forma				
Indicaciones	Forceps para adultos				

Características	<u>Dos tipos de fórceps:</u> -Fórceps de extremo estriado -Fórceps de extremo con doble estriado
Propiedades	Los fórceps son esterilizables por autoclave (134° durante 18min).
Composición	Producto de acero Aisi 410.
Garantía	3 años
Información legal	Clase I

Versión 1.0
 Actualizado 10/30/2014 por Palmier Jerome