


Designación	Retradores Medibase
Referencia(s) Articles	Adulto : 3011799 Niño : 3011798
Visual	
Descripción	Apartas juegos unilaterales con manga extralarga, ideal para la fotografía clínica.
Consejas por esterilización	<p>Bien enjuagar los productos de desinfección antes de poner en autoclave.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esterilizables en autoclave a 134°C. - Ciclo: hasta 50 x - No poner metal en contacto en el autoclave.
Características y Datos técnicos	<ul style="list-style-type: none"> - No reflejantes - Fabricado en policarbonato de alta calidad - Esterilizables en autoclave a 134°C durante 18 min - Disponible en dos tallas: adulto y niño <p>Almacenar el producto preferentemente al amparo de la humedad.</p>
Packaging	<ul style="list-style-type: none"> - Caja de 2 aparta juegos a adulto - Caja de 2 aparta juegos a niño
Duración	Más o menos 5 años según el número de ciclo de esterilización.
Indicaciones de	n.a

utilización	
Informaciones légales	Dispositivo médico de clase I bajo la directiva europea 93 / 42 / EEC incluyendo la directiva 2007 / 47 / CE Marcado CE

Version 1.0

Date : 10/04/2018 por Kimberline SOHAHI