

Designación	Funda para cabezales Medibase									
Reference(s)	Color	Blanco	Azul claro	Azul celeste	Rosa	Lavanda	Verde	Fucsia	Cal	Naranja
	Ref	141127	141128	141126	3123058	3123060	3123062	3123059	3123061	3123063
Visual										
Descripción	Bolsillos del reposacabezas de celulosa forrados de polietileno desechables.									
Características y datos técnicos	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 33 x 34 cm - Alta resistencia al desgarro debido a las largas fibras del papel - La parte trasera de la bolsa está cortada a la mitad para que sea más fácil de poner. - Celulosa: 26 g/m². - Polietileno 									
Embalaje	Cartón de 300 bolsas (4 cajas dispensadoras de 75 bolsas)									
Esperanza de vida	N.A									

Indicaciones de uso	
informaciones legales	N.A

Versión 1.0
09/2020 Marion CHABANAT