



FICHA TÉCNICA

SILKAM®

**GRUPO: MATERIAL DE
SUTURA NATURAL NO
ABSORBIBLE**

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

SILKAM BLACK DDP

Información técnica básica

Descripción:

Material de sutura natural no absorbible, polifilar. - estructura : trenzada - composición : filástica proteica del capullo del gusano de seda (Bombix morii) - recubrimiento : cera de abejas y silicona - color : negro (teñida con colorante Hemateína) - calibre: USP 3/0 (2 métrico) - curvatura aguja: 3/8 círculo - punta aguja: triangular - longitud aguja: 16 mm - longitud hilo: 75 cm - esterilización: radiación gamma



Indicaciones:

Silkam® está indicado en todas las especialidades quirúrgicas para el cierre de planos quirúrgicos y ligaduras en los que esté indicado un material de sutura no reabsorbible, excepto en la implantación de material protésico y aquellos planos quirúrgicos que precisen de un material de sutura que mantenga su resistencia durante toda la vida del organismo, ya que la seda, a pesar de ser un material de sutura no reabsorbible, al estar compuesta por una proteína natural, se biodegrada con el tiempo llegando a perder su resistencia a la tracción en el nudo.