

GAMMEX® Non-Latex Sensitive

GUANTES QUIRÚRGICOS

Guante quirúrgico de neopreno sin aceleradores que ofrece una combinación insuperable de sensibilidad y durabilidad



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS PRINCIPALES:

- Sin látex y 100% sin aceleradores para eliminar el riesgo de alergia al látex de Tipo I y minimizar las alergias químicas de Tipo IV y las sensibilizaciones cutáneas
- Incorpora la fórmula SENSOPRENE® para ofrecer un guante robusto pero más fino para una mayor comodidad y durabilidad
- Hasta un 30% más fino por término medio que los guantes estándar quirúrgicos de neopreno de Ansell para una destreza y una sensibilidad táctil mejoradas
- Acabado liso y con microrrelieve para un agarre y manejo seguros de los instrumentos
- Probado para su uso con fármacos para quimioterapia y una amplia gama de sustancias químicas usadas en hospitales*

**Contacte con el Servicio de Atención al Cliente de Ansell para obtener tiempos de permeabilidad para fármacos de quimioterapia específicos y recomendaciones.*

Recomendado para

- Todas las intervenciones quirúrgicas, especialmente procedimientos delicados en oftalmología, medicina micro y cardiovascular.
- Protección de alergias al látex Tipo I y reducción de alergias químicas Tipo IV en trabajadores sanitarios o pacientes
- Probado para su uso con fármacos en quimioterapia
- Uso como guante exterior en caso de doble enguantado

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS



ERGOFORM
Ergonomic Design Technology



GAMMEX® Innovación que protege

Impulsados por la innovación, los guantes quirúrgicos GAMMEX® están diseñados para responder a las necesidades en continua evolución de los usuarios de la comunidad quirúrgica. Con formulaciones exclusivas y tecnologías de vanguardia, un confort ergonómico y una protección superior, los profesionales de la salud de todo el mundo confían sus manos en las nuestras.

GAMMEX® Non-Latex Sensitive

GUANTES QUIRÚRGICOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Material	Neopreno (Policloropreno)
Contenido de Polvo	Sin polvo
Color	Natural
Grosor	Micro
Tipo de Puño	Reborde con tecnología SUREFIT™
Superficie Externa del Guante	Liso con acabado microtexturado
Superficie Interna del Guante	Revestimiento de polímero con tecnología DERMASHIELD™
Prevención contra Alergias	Látex (tipo I), químico (tipo IV)
Nivel de Agarre	Moderar
Recomendación de Doble Enguantado	Guante Exterior
Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia	Sí, en conformidad con ASTM D6978 y aprobado por la FDA de EE.UU.
Libertad de agujeros (Nivel de inspección I)	0.65 AQL
Estéril	Sí
Normativas del producto	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Normas de Calidad/Medioambientales	EN 556, ISO 11137-Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
Envasado	50 pares por caja; 4 cajas por caja de embalaje; 200 pares por caja de embalaje
Fecha de Caducidad	3 años
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
Aceleradores químicos de vulcanización	Nada

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Código de producto	340007055	340007060	340007065	340007070	340007075	340007080	340007085	340007090

Contacte con su representante de Ansell para realizar pedidos o solicitar más información.

América del Norte
 US Tel: 800 952 9916
 CA Tel: 1-844-494-7854
 Email: insidesalesus@ansell.com
 Sandel USA Tel: 866 764 3327
 Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Centroamérica y Sudamérica
 Tel: +52(442) 296 20 50
 Email: cslac@ansell.com
Brasil
 Tel: +55-11-3356-3100
 Email: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Oriente Medio y África
 Tel: +32 (0) 2 528 74 00
 Email: info@ansell.eu

Asia Pacífico
 Tel: +603 8310 6688
 Email: apac.medical@ansell.com

India
 Tel: + 91 22 38124500
 Email: info.india@ansell.com
Australia y Nueva Zelanda
 Tel: +61 3 9270 7270
 Email: protection@ap.ansell.com
China
 Tel: +86(21) 3827 5005
 Email: infochina@ansell.com