

## Ficha técnica

### Rollos de algodón dental

#### Descripción:

Rollos de algodón enrollados en bolsas de 300g, fabricados con 100% de algodón suave, flexible y de gran absorbencia para un mayor rendimiento.

#### Características:

- Fácil de agarrar y práctico durante los tratamientos dentales.
- Su textura suave no irrita la boca.
- Su cómodo ajuste proporciona una mejor absorción de la saliva.
- No estéril

#### Presentación:

Descripción	Medida	EAN 13	Contenido
Rollo de algodón dental N.1	8 x 3.8mm	8435454006278	825 u/bolsa 20 bolsas/ctn
Rollo de algodón dental N.2	10 x 3.8mm	8435454006285	600 u/ bolsa 20 bolsas/ctn
Rollo de algodón dental N.3	12 x 3.8mm	8435454006292	450 u/ bolsa 20 bolsas/ctn

#### Normativa:

- REGLAMENTO (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios
- Marcado:



**\*Quality Products for a healthy life!**

SUNMED TECNOLOGY SL

CIF: B01654029

Avenida de las Morcilleras, N°33,  
28343 Valdemoro (Madrid) – España

Tel: +34-913 892 300

+34-913 892 301

# Información Logística

## Rollos de algodón dental



Referencia	EAN 13
006278	8435454006278
006285	8435454006285
006292	8435454006292



Referencia	Presentación de bolsa
006278	300g (825 unidades/bolsa)
006285	300g (600 unidades/bolsa)
006292	300g (425 unidades/bolsa)

Referencia	Presentación de cartón	Peso bruto cartón	Tamaño Carton
006278	20 bolsas / CTN	7,2kg	40cm(L)x32cm(W)x40cm(H)
006285	20 bolsas / CTN	7,2kg	40cm(L)x32cm(W)x40cm(H)
006292	20 bolsas / CTN	7,2kg	41cm(L)x34cm(W)x40cm(H)

Referencia	Presentación de pallet	Peso contenido + Pallet	Altura de pallet
006278	30 cartones / pallet	216kg+23kg=239kg	202+15cm = 217cm
006285	30 cartones / pallet	216kg+23kg=239kg	202+15cm = 217cm
006292	30 cartones / pallet	216kg+23kg=239kg	202+15cm = 217cm



 **SUNMED** \*Quality Products for a healthy life!

SUNMED TECHNOLOGY SL  
 CIF: B01654029  
 Avenida de las Morcillas, N°33,  
 28343 Valdemoro (Madrid) – España  
 Tel: +34-913 892 300  
 +34-913 892 301