

**Synergy D6**

Data de revisão: 06.05.2010

Data de Impressão: 20.09.2010

Página 1 de 4

**1. Identificação da substância/preparação e da sociedade/empresa****Identificação da substância/preparação**

Synergy D6

**Utilização da substância/preparação**

utilizar em tratamentos odontológicos exclusivamente

**Designação da empresa**

Companhia: Coltène/Whaledent AG  
Estrada: Feldwiesenstrasse 20  
Local: CH-9450 Altstätten  
Telefone: +41 (71) 75 75 300  
Telefax: +41 (71) 75 75 301  
e-mail: info@coltenewhaledent.ch  
Internet: www.coltenewhaledent.com

**2. Identificação dos perigos****Classificação**

Indicações do perigo : Irritante

Frases R:

Pode causar sensibilização em contacto com a pele.

**3. Composição/Informação sobre os componentes****Caracterização química ( Mistura )****Componentes perigosos**

No. EG	No. CAS	Nome químico	Quantidade	Classificação
216-367-7	1565-94-2	BISGMA	5 - 10 %	Xi R36/37/38
203-652-6	109-16-0	TEGDMA	1 - 5 %	Xi R36/37/38-43
276-957-5	72869-86-4	UDMA	1 - 5 %	R52-53

As frases R referidas encontram-se por extenso na ponto 16.

**4. Primeiros socorros****No caso dum contacto com a pele**

Em caso de contacto com a pele, lavar com: Água e sabão.

**No caso dum contacto com os olhos**

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.

**Se for engolido**

Em caso de dores persistentes, consultar um médico.

**5. Medidas de combate a incêndios****Todos os meios adequados de extinção**

Água. Espuma. Pó extintor. Dióxido de carbono (CO2). Areia.

**Conselhos adicionais**

Adequar as medidas de extinção ao local.

**Synergy D6**

Data de revisão: 06.05.2010

Data de Impressão: 20.09.2010

Página 2 de 4

**6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais****Precauções individuais**

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

**Precauções ambientais**

Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático.

**Métodos de limpeza**

Limpar com material absorvente (por exemplo um pano ou velo). Limpar cuidadosamente as superfícies contaminadas.

**7. Manuseamento e armazenagem****Manuseamento****Recomendação para um manuseamento seguro**

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Reservado aos utilizadores profissionais. Manter fora do alcance das crianças.

**Conselhos adicionais**

Após o uso, colocar imediatamente de novo a tampa.

**Armazenagem****Conselhos adicionais**

Substâncias fotossensíveis.

Temperatura de armazenamento recomendada: 4 - 23 °C

**8. Controlo da exposição/protecção individual****Valores limite de exposição****Controlo da exposição****Medidas de higiene**

Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

**Protecção das mãos**

Luvas descartáveis. Material adequado: PVC (Polivinilclorido (PVC)).

Roeko Glovyl - ou produtos semelhantes de outras firmas.

**Protecção dos olhos**

Óculos com armação protectora.

**Protecção da pele**

Bata de laboratório.

**9. Propriedades físicas e químicas****Informações gerais**

Estado físico:

Pasta

Cor:

esbranquiçado

**Dados importantes sobre a saúde, a segurança e o ambiente**

Método

**Mudanças do estado de agregação**

Densidade (a 23 °C):

2.0 g/cm<sup>3</sup>

Hidrossolubilidade:

insolúvel

(a 23 °C)

Solubilidade noutros dissolventes:

Etanol. (parcialmente solúvel)

**Synergy D6**

Data de revisão: 06.05.2010

Data de Impressão: 20.09.2010

Página 3 de 4

**10. Estabilidade e reactividade****Condições a evitar**

Luz.  
Radiação UV/luz solar.

**11. Informação toxicológica****Efeitos sensibilizantes**

Pode provocar uma sensibilização nas pessoas sensíveis.

**12. Informação ecológica****Eliminação das embalagens contaminadas**

De acordo com os critérios de classificação da CE e com a designação "perigoso para o ambiente" (93/21/CEE), a substância/o produto não deve ser classificado como perigoso para o ambiente.

**13. Considerações relativas à eliminação****Eliminação**

Pode ser queimado em conjunto com lixo doméstico, sob consideração das instruções e consulta com os responsáveis e com os serviços públicos.

**14. Informações relativas ao transporte****Transporte terrestre (ADR/RID)**

Número da ONU: ---  
Placa de aviso

**Transporte fluvial**

Número da ONU: ---

**Transporte marítimo**

Número da ONU: ---

**Transporte aéreo**

Número da ONU/ID: ---

**Conselhos adicionais**

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

**15. Informação sobre regulamentação****Rótulo**

Símbolos de perigo: Xi - Irritante

**Componentes determinadores de perigo para o rótulo**

TEGDMA

**Frases R**

43 Pode causar sensibilização em contacto com a pele.

**Frases S**

24 Evitar o contacto com a pele.

37 Usar luvas adequadas.

**Informação regulatória nacional**

**Synergy D6**

Data de revisão: 06.05.2010

Data de Impressão: 20.09.2010

Página 4 de 4

**16. Outras informações****Texto integral das frases R referidas às secções 2 e 3**

- 36/37/38 Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.
- 43 Pode causar sensibilização em contacto com a pele.
- 52 Nocivo para os organismos aquáticos.
- 53 Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

**Outras informações**

A informação contante desta ficha de segurança baseia-se no conhecimento actual. As informações devem ser um ponto de referência para o manuseamento seguro do produto mencionado neste folheto informativo sobre segurança, relativamente ao seu armazenamento, processamento, transporte e eliminação.

*(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versão mais recente da folha de dados de segurança correspondente do subempreiteiro.)*