

**Synergy D6**

Fecha de revisión : 06.05.2010

Fecha : 18.05.2010

Página 1 de 4

**1. Identificación de la sustancia o el preparado y de la sociedad o empresa****Identificación de la sustancia o del preparado**

Synergy D6

**Uso de la sustancia o preparado**

utilizarlo en tratamientos odontológicos exclusivamente

**Identificación de la sociedad o empresa**

Compañía : Coltène/Whaledent AG  
 Carretera : Feldwiesenstrasse 20  
 Población : CH-9450 Altstätten  
 Teléfono : +41 (71) 75 75 300  
 Telefax : +41 (71) 75 75 301  
 E-Mail : info@coltenewhaledent.ch  
 Internet : www.coltenewhaledent.com

**2. Identificación de los peligros****Clasificación**

Indicadores de peligro : Irritante

Frasas R :

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

**3. Composición/información sobre los componentes****Características químicas ( Mezcla )****Componentes peligrosos**

No. CE	No. CAS	Nombre químico	Cantidad	Clasificación
216-367-7	1565-94-2	BISGMA	5 - 10 %	Xi R36/37/38
203-652-6	109-16-0	TEGDMA	1 - 5 %	Xi R36/37/38-43
276-957-5	72869-86-4	UDMA	1 - 5 %	R52-53

El texto completo de las frases R se encuentra en el epígrafe 16

**4. Primeros auxilios****En caso de contacto con la piel**

En caso de contacto con la piel, lávese con: Agua y jabón.

**En caso de contacto con los ojos**

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

**En caso de ingestión**

En caso de continuas molestias, acudir a un médico.

**5. Medidas de lucha contra incendios****Medios de extinción adecuados**

Agua. Espuma. Polvo extintor. Dióxido de carbono (CO2). Arena.

**Synergy D6**

Fecha de revisión : 06.05.2010

Fecha : 18.05.2010

Página 2 de 4

**Consejos adicionales**

Coordinar las medidas de extinción a los alrededores.

**6. Medidas en caso de liberación accidental****Precauciones personales**

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

**Precauciones para la protección del medio ambiente**

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.

**Métodos de limpieza/recogida**

Recoger con materiales absorbentes ( p.e. trapos, vellón). Áreas sucias limpiar bien.

**7. Manipulación y almacenamiento****Manipulación****Indicaciones para la manipulación segura**

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Restringido a usos profesionales. Manténgase fuera del alcance de los niños.

**Consejos adicionales**

Después del uso poner de inmediato otra vez la tapa roscada.

**Almacenamiento****Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento**

Materias fotoesténicas.

Temperatura de almacenamiento recomendable: 4 - 23 °C

**8. Controles de la exposición/protección personal****Valores límite de la exposición****Controles de la exposición****Medidas de higiene**

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

**Protección de las manos**

Guantes de un solo uso. Material adecuado: PVC (Cloruro polivinílico).

Roeko Glovyl - o fabricados comparables de otras empresas.

**Protección de los ojos**

Armadura de gafas.

**Protección cutánea**

Blusa de laboratorio.

**9. Propiedades físicas y químicas****Información general**

Estado físico : Pasta

Color : blanquecino

**Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente**

Cambio de estado

Método de ensayo

**Synergy D6**

Fecha de revisión : 06.05.2010

Fecha : 18.05.2010

Página 3 de 4

Densidad (a 23 °C) : 2.0 g/cm<sup>3</sup>  
Hidrosolubilidad (a 23 °C) : insoluble  
Solubilidad en otros disolventes : Etanol. (parcialmente soluble)

**10. Estabilidad y reactividad****Condiciones que deben evitarse**

Lúz.  
Rallos-UV/ sol.

**11. Información toxicológica****Efectos sensibilizantes**

Puede provocar una sensibilización en las personas sensibles.

**12. Información ecológica****Consejos adicionales**

Según los criterios de la clasificación-UE y caracterización "peligroso para el ambiente" (93/21/UEE) no hay caracterizar el material / producto como peligroso para el ambiente.

**13. Consideraciones relativas a la eliminación****Eliminación**

Puede ser incinerado conjuntamente con los desechos caseros en cumplimiento con las regulaciones oficiales que están en relación con compañías de recolección de basura legalmente aprobadas y con las autoridades a cargo.

**14. Información relativa al transporte****Transporte terrestre**

No. UN : ---  
Placa de aviso

**Transporte fluvial**

No. UN : ---

**Transporte marítimo**

No. UN : ---

**Transporte aéreo**

No. UN/ID : ---

**Otros indicaciones**

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

**15. Información reglamentaria****Etiquetado**

Símbolos de peligro : Xi - Irritante

**Componentes determinantes del peligro para el etiquetado**  
TEGDMA

**Synergy D6**

Fecha de revisión : 06.05.2010

Fecha : 18.05.2010

Página 4 de 4

**Frases R**

43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

**Frases S**

24 Evítese el contacto con la piel.

37 Úsense guantes adecuados.

**Legislación nacional****16. Otra información****El texto completo de las frases-R referidas en los puntos 2 y 3**

36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

52 Nocivo para los organismos acuáticos.

53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

**Consejos adicionales**

La información en ésta hoja de datos de seguridad corresponden al leal saber de nuestros conocimiento el día de impresión. Las informaciones deben de ser puntos de apoyo para un manejo seguro de productos mencionados en esta hoja de seguridad para el almacenamiento, elaboración, transporte y eliminación.

*(Se utilizan los datos referentes a los compuestos peligrosos presentes del suministrador respectivo.)*