

	TÍTULO: ARCOS NI-TI ESTÉTICOS	CÓDIGO: FT-SGC47.01
	FECHA DE EMISIÓN: 26/AGO/2019	REEMPLAZA: N/A
		No. PÁG.: 1 de 2

CONTENIDO

1. CARACTERISTICAS
2. FINALIDAD
3. CLASIFICACIÓN
4. PRESENTACIÓN
5. NÚMERO DE REFERENCIA
6. MODO DE EMPLEO
7. ADVERTENCIAS
8. IMAGEN

Realizado por:	Revisado/Aprobado por:
Firma/fecha	Firma/fecha

Queda prohibida la divulgación, utilización, reproducción total o parcial de su contenido sin previa autorización formal expedido por **Laboratorios Clarben, S.A.**
Los documentos impresos o descargados deben ser verificados frente a la versión vigente.

1. CARACTERÍSTICAS

Arcos fabricados en aleación Níquel-Titanio. Especiales para brackets cerámicos porque llevan una estética capa del tono del diente resistente a las manchas y de baja fricción.

2. FINALIDAD

Proporcionar fuerza correctiva duradera y estable a los dientes durante el proceso de ortodoncia para corregir anomalías en la disposición de los dientes.

3. CLASIFICACIÓN

Producto Sanitario Clase IIa.

4. PRESENTACIÓN

Bolsa con 5 unidades.

5. NÚMERO DE REFERENCIA

Redondos
Superiores

0.014mm: 03-051

0.016mm: 03-053

Inferiores

0.014mm: 03-052

0.016mm: 03-054

6. MODO DE EMPLEO

Empleo para tratamientos de ortodoncia.

7. ADVERTENCIAS

De un solo uso odontológico.

8. IMAGEN

