

Turbo Smart A

Aspiración para uso odontológico

Aspiración de anillo húmedo con inverter



Turbo Smart es un sistema de aspiración de anillo húmedo. En su versión A está indicado para el uso de 1 a 3 unidades dentales simultáneas, mientras que la versión B admite hasta 5 equipos.

Cuando el profesional reduce la demanda de succión, su motor con tecnología VSD (Variable Speed Drive), reduce automáticamente la potencia y la velocidad, facilitando un uso óptimo del motor, alargando su vida útil y por consiguiente, reduciendo los costes energéticos.

Tipo	Datos eléctricos	Código
Con ISO 18*	(1~) 220-50/60 hz- 6.5 A - 1.5 kw	035115
Sin ISO 18*	(1~) 220-50/60 hz- 6.5 A - 1.5 kw	035105

Separador de amalgama ISO 18, testado TÜV según norma UNE-EN ISO 11143:2008

Caudal de aspiración: 1400 l/m

Presión de vacío: 210 mbar

Peso: 39.5 kg

Nivel sonoro: 70 db(A)

Dimensiones:

