

Aspiración para uso odontológico

Aspiración de anillo húmedo con inverter

1-2 

Micro Smart es un sistema de aspiración de anillo húmedo, indicado para la clínicas de uno o dos sillones (dependiendo de la instalación) .

Cuando el profesional reduce la demanda de succión, su motor con tecnología VSD (Variable Speed Drive), reduce automáticamente la potencia y la velocidad, facilitando un uso óptimo del motor, alargando su vida útil y por consiguiente, reduciendo los costes energéticos.

Para clínicas más grandes es posible la instalación en paralelo de dos o más motores.

Tipo	Datos eléctricos	Código
Con ISO 18*	(1~) 220-50/60 hz- 8 A - 1,12 kw	035060
Sin ISO 18*	(1~) 220-50/60 hz- 8 A - 1,12 kw	035050

Separador de amalgama ISO 6, testado TÜV según norma UNE-EN ISO 11143:2008

Caudal de aspiración: 900 l/m

Presión de vacío: 210 mbar

Peso: 23 kg

Nivel sonoro: 71 db(A)

Dimensiones:

