

Compresor para uso odontológico

Con sistema automático de secado

1



El compresor de aire CATTANI AC 100 (desprovisto de lubricación de aceite), equipado sistema de secado con descarga automática y con una serie de filtros, está en condiciones de suministrar aire seco, de gran calidad y pureza.

Con el filtro HEPA H14 de serie, el aire es tratado además con una eficiencia del 99,9999+% sobre partículas de 0,01µm.

Hemos hecho de la calidad y fiabilidad nuestra bandera, por este motivo podemos ofrecer **3 años de garantía**.

Tipo	Datos eléctricos	Código
AC 100	(1~) 230-50 hz- 3,8 A - 0,55 kw	013130
AC 100	(1~) 220-60 hz- 4,9 A - 0,70 kw	013107

Caudal de aire a 5 bars: 67,5 (N l/m)

Capacidad del tanque: 30 l

Peso: 47 kg

Nivel sonoro: 70 (db(A))

Presión de trabajo 6 - 8 bar

Dimensiones:

