

Producto: POLVO AIR-N-GO CLASSIC MENTA PIMENTADA

SDS no. AC 10-20-1

Creado el: 15/01/2011

Actualizado el: 17/10/2013

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA /MEZCLA Y DE LA COMPAÑÍA

1.1. Identificación del producto: POLVO AIR-N-GO CLASSIC MENTA PIMENTADA

1.2. Uso principal de la mezcla: Polvo para pulido dental

1.3. Información relativa al proveedor de la FDS: SATELEC

Dirección: Z.I. du Phare – 17 avenue Gustave Eiffel - 33700 MERIGNAC - FRANCE

e-mail: olivier.petit@acteongroup.com

Teléfono: + 33 (0)5.56.34.06.07

Fax: + 33 (0)5.56.34.92.92

NÚMERO DE EMERGENCIA: <http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/national-helpdesks/list-of-national-helpdesks>

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia/mezcla

De acuerdo con el Reglamento 1272/2008/EC El producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el Reglamento 1272/2008/EC

2.2. Elementos del etiquetado

Símbolo/s	Ninguno
Identificación del peligro	Llevar máscara, guantes y gafas de protección ocular
Frases de riesgo	Mantener alejado del alcance de los niños Evitar el contacto con los ojos
Consejos de seguridad	En caso de contacto con los ojos, aclarar inmediatamente con abundante agua durante varios minutos
Contiene	Bicarbonato de sodio, aceite esencial de menta pimentada

2.3. Otros peligros

La manipulación de esta sustancia puede dar lugar a la formación de polvo que puede causar irritación mecánica en los ojos, piel, nariz y garganta

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Naturaleza química Polvo

Nombre químico (concentración %)				
CAS Nb	EC Nb	Índice	Clasificación	Clasificación
			67/548/EEC	1272/2008/EC (CLP)
Aceite esencial de menta pimentada (< 1%)				
8006-90-4	308-770-2		Xi R36/38 N R51/53	

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios

Inhalación	Dejar respirar aire fresco. En caso de inconsciencia, colocar al paciente de manera estable en posición lateral para ser trasladado. Buscar ayuda médica.
Contacto con la piel	Retirar la ropa contaminada. Lavar inmediatamente con agua abundante. Si la irritación persiste, buscar ayuda médica.
Contacto con los ojos	Irrigar abundantemente con agua limpia y fresca durante 15 minutos como mínimo manteniendo los párpados abiertos. Buscar ayuda médica.
Ingestión	Aclarar la boca con abundante agua. No beber, no inducir al vómito, buscar ayuda médica.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
De acuerdo con el Reglamento CE 453/2010 anexo I

Producto: POLVO AIR-N-GO CLASSIC MENTA PIMENTADA

SDS no. AC 10-20-1

Creado el: 15/01/2011

Actualizado el: 17/10/2013

4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como crónicos No disponible

4.3. Indicaciones de posible atención médica inmediata y tratamiento particular necesarios No disponible

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados Todos son apropiados.

5.2. Peligros especiales resultantes de la sustancia/mezcla Evitar respirar los vapores.

5.3. Consejo a bomberos Utilizar equipos de respiración autónoma.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones individuales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones básicas Llevar máscara, guantes y gafas apropiadas.

Medios de protección Consultar sección 8.

6.2. Precauciones medioambientales No verter en desagües.

6.3. Métodos y material de confinamiento y limpieza Recoger el vertido con aspiradora o escoba. Colocar el material en contenedor identificado. Eliminación por compañía autorizada de gestión.

6.4. Referencia a otras secciones Consultar sección 8 para protección personal.
Consultar sección 13 para condiciones de desecho.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura Mantener alejado del alcance de los niños. Evitar contacto con piel/ojos
No ingerir. No respirar polvo. Evitar su liberación en el ambiente. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.
Lavar la ropa manchada antes de volverla a utilizar.
Respetar las condiciones de uso.

7.2. Condiciones para un almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad

Condiciones de almacenamiento Mantener el producto en su embalaje original, bien cerrado y protegido de la exposición a la luz.

Almacenar en un lugar fresco a una temperatura entre 5 y 25°C-

7.3. Uso/s especial/es Producto para uso dental profesional.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1. Parámetros de control Ninguno, según el estado de conocimiento.

8.2. Controles de exposición

Protección respiratoria No es necesaria en condiciones normales de uso.

Protección de las manos Llevar guantes apropiados.

Protección facial/ocular Llevar gafas de protección apropiadas.

Protección de la piel y cuerpo Llevar ropa de seguridad. Lavar manos después de su uso.

No comer, beber ni fumar durante su uso.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas

Apariencia	Polvo
Color	Blanco
Olor	Menta pimentada
pH	No aplicable
Solubilidad	En agua

Producto: POLVO AIR-N-GO CLASSIC MENTA PIMENTADA

SDS no. AC 10-20-1

Creado el: 15/01/2011

Actualizado el: 17/10/2013

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
10.1. Reactividad	No disponible.
10.2. Estabilidad química	Químicamente estable bajo condiciones normales de uso.
10.3. Posibles reacciones adversas	No se prevé ninguna en condiciones normales de uso y almacenamiento.
10.4. Condiciones a evitar	Calor, humedad. No mezclar con otros productos.
10.5. Materiales incompatibles	Ninguno, según el estado de conocimiento.
10.6. Productos de descomposición peligrosos	Ninguno en condiciones normales de uso.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	
11.1. Información sobre efectos toxicológicos	Puede causar efectos irritantes similares a otros polvos. Posibilidad de alergia/sensibilización al aceite esencial de menta pimentada.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA	
12.1. Toxicidad	No disponible
12.2. Persistencia y degradabilidad	No disponible
12.3. Potencial de bioacumulación	No disponible
12.4. Movilidad en el suelo	No disponible
12.5. Resultados de ensayos PBT y vPvB	No disponible
12.6. Otros efectos adversos	No liberar al ambiente.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA DEPOSICIÓN	
13.1. Métodos de tratamiento de residuos	No desechar el residuo en el desagüe. Los productos químicos deben ser eliminados cumpliendo con las regulaciones aplicables. El embalaje de los productos químicos debe ser eliminado cumpliendo con las regulaciones aplicables.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE	
	El producto no se considera peligroso de acuerdo con la regulación vigente en materia de transporte.

15. INFORMACIÓN REGULATORIA	
15.1. Legislación especial para sustancias/mezclas en relación con la seguridad, la salud y el medio ambiente	Producto sanitario de clase IIa, de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE.
15.2. Evaluación de seguridad química	No disponible

16. OTRA INFORMACIÓN	
Sucesivas modificaciones: Versión 1 de 15/01/2011: creada. Versión 2 del 17/10/2013: cambios de acuerdo con CLP 1272/2008/EC.	
Abreviaciones: -	
Restricciones de uso recomendadas:	ATENCIÓN: Producto destinado exclusivamente a uso profesional dental.
Otra información Esta ficha complementa a las fichas técnicas pero no las sustituye. La información contenida se basa en el estado de conocimiento relacionado con el producto concernido a la fecha del documento y se da de buena fe. Se llama la atención del usuario sobre los posibles riesgos de usar el producto para un uso distinto al destinado. El presente documento no dispensa al usuario de conocer y aplicar la totalidad de la legislación aplicable a la actividad, siendo responsable de todas las precauciones relacionadas con el uso de este producto. Toda la prescripción regulatoria mencionada sirve únicamente para ayudar al usuario a cumplir con las obligaciones en el uso de un producto peligroso. La enumeración no debe ser considerada exhaustiva. El usuario no está exento de asegurar el cumplimiento de todas las concernientes a la detención y manipulación del producto, siendo éste el único responsable.	

Fin del documento.