



Ficha Técnica

Designación	TEMPORARY CROWN & BRIDGE									
Referencia	COLORES	REFERENCIA								
	A2	3124456								
	A3	3124457								
	A3,5	3124458								
	BLEACH	3143475								
Descripción del producto	<ul style="list-style-type: none">Resina autopolimerizable para la preparación y fabricación de prótesis provisionales (coronas, puentes, inlays/onlays, carillas)									
Ilustración										
Características y datos técnicos	<ul style="list-style-type: none">Embalaje : un cartucho de 98g + 10 puntas de mezcla3 colores disponibles: A2, A3, A3, A3.5Pistola mezcladora compatible: tipo 1:1									
	<table border="1"><thead><tr><th>Item</th><th>Sorción de agua ($\mu\text{m}/\text{mm}^2$)</th><th>Solubilidad ($\mu\text{m}/\text{mm}^2$)</th><th>Resistencia a la flexión (MPa)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Resultado del test</td><td>>40</td><td>>75</td><td><50</td></tr></tbody></table>	Item	Sorción de agua ($\mu\text{m}/\text{mm}^2$)	Solubilidad ($\mu\text{m}/\text{mm}^2$)	Resistencia a la flexión (MPa)	Resultado del test	>40	>75	<50	
Item	Sorción de agua ($\mu\text{m}/\text{mm}^2$)	Solubilidad ($\mu\text{m}/\text{mm}^2$)	Resistencia a la flexión (MPa)							
Resultado del test	>40	>75	<50							
Ventajas	<ul style="list-style-type: none">Manipulación fácil y rápidaAlta resistencia a la compresión y a la flexiónFácilidad de acabar y pulirBaja contracción por polimerizaciónResultado final muy estéticoVarios colores disponiblesPistola mezcladora estándar									
Información legal	Producto sanitario de clase IIa.									