



Ficha técnica

Produto	SUPRAPOWDER					
Referências	<table border="1"><tr><th>HORTELÃ</th><th>LIMÃO</th></tr><tr><td>3140107</td><td>3140106</td></tr></table>	HORTELÃ	LIMÃO	3140107	3140106	
HORTELÃ	LIMÃO					
3140107	3140106					
Descrição	Pó profilático à base de bicarbonato de sódio para a eliminação supragengival de depósitos e manchas persistentes no esmalte dentário.					
Imagem						
Características	<ul style="list-style-type: none">- Feito de bicarbonato de sódio (tamanho de partícula = 40 µm).- Remoção supragengival de depósitos e manchas persistentes no esmalte dentário.- Compatível com todos os aeropolidores.- Solúvel em água.					
Composição	À base de hidrogenocarbonato de sódio					
Embalagem	Frasco de 300 g. 2 sabores disponíveis: hortelã e limão.					
Armazenamento	Temperatura de armazenamento: mínimo -10°C / máximo 30°C					
Prazo de validade	42 meses					
Informação Legal	Dispositivo médico da classe I, 2017/745 – marcação CE					