


| | | |
|---|--|------------------------------------|
| Designación | Fundas de Protección | |
| Reference(s) | Referencia | Designación |
| | 3134332 | FUNDAS DE PROTECCION N°1 R&S (100) |
| | 3134333 | FUNDAS DE PROTECCION N°2 R&S (300) |
| Visual |  | |
| Descripción | <p>El escudo sensor es un dispositivo invasivo destinado a un uso transitorio. Su objetivo es proporcionar una barrera hermética a los fluidos para proteger las placas de fósforo y evitar la contaminación cruzada en la cavidad oral. El dispositivo es de un solo uso. Este producto está destinado al diagnóstico, la prevención, el seguimiento, el tratamiento o la mitigación de enfermedades.</p> | |
| Características y datos técnicos | <p>Protege los sensores digitales de la degradación y la saliva del paciente, a la vez que proporciona una calidad de imagen óptima y una fácil salida del sensor. Los manguitos son ideales para los sensores de las marcas: Sensores Vistascan® Dürr Dental y Digora Optime®.</p> <p>Disponible en 2 dimensiones</p> <ul style="list-style-type: none"> - N° 1 (100 fundas) 30 x 51mm - N°2 (300 fundas) 38 x 55mm <p>Propiedades del polímero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Índice de fluidez: 4 g/10 min - Densidad: 0,923 g/cm³ - Punto de fusión cristalino: 112°C - Punto de reblandecimiento Vicat: 93°C <p>Propiedades de la película:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resistencia a la tracción Rendimiento: 15/11 Mpa - Resistencia a la tracción a la rotura: 18/15 Mpa - Punto de rotura: 400/550%. - Resistencia al impacto 100G - Claridad 90% - Brillo 80 GU | |
| Embalaje | <p>Caja de 100 protecciones (n°1)</p> <p>Caja de 300 protecciones (n°2)</p> | |
| Esperanza de vida | Para un solo uso | |
| Indicaciones de uso | n.a | |
| Informaciones legales | Sin clase | |