

Designación	GEL ETCH - CLINIX									
Referencias	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Designación</th> <th>Referencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GEL ETCH CLINIX 4X1, 2ML +8 PUNTAS</td> <td>0115796</td> </tr> <tr> <td>GEL ETCH CLINIX 12GR + 20 PUNTAS</td> <td>0115794</td> </tr> <tr> <td>GEL ETCH CLINIX JERINGA (60G)</td> <td>0115783</td> </tr> </tbody> </table>	Designación	Referencia	GEL ETCH CLINIX 4X1, 2ML +8 PUNTAS	0115796	GEL ETCH CLINIX 12GR + 20 PUNTAS	0115794	GEL ETCH CLINIX JERINGA (60G)	0115783	
Designación	Referencia									
GEL ETCH CLINIX 4X1, 2ML +8 PUNTAS	0115796									
GEL ETCH CLINIX 12GR + 20 PUNTAS	0115794									
GEL ETCH CLINIX JERINGA (60G)	0115783									
Visual										
Descripción	El ácido grabador Total Etch Jeringas 50 ml es un gel azul con una concentración de ácido ortofosfórico al 37%.									
Características y datos técnicos	<ul style="list-style-type: none"> • Buena tixotropía: manténgase en su lugar, no corra. • Fácil de enjuagar: tiene una excelente solubilidad en agua. • No secar. • Sin olor. • Color azul. • La punta desechable es ajustable para facilitar la colocación fácil y precisa del gel, para preparaciones de áreas distales o linguales para la aplicación de los composites. • Tiempo de grabado: 30 segundos • Grabado de esmalte y dentina. <p>Composición:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ácido fosfórico : 37% • Agua y sustancia de relleno : 63% 									
Embalaje / Almacenamiento	Disponible en 3 presentaciones : <ul style="list-style-type: none"> • Surtido kit de 4 jeringas de 1,2 ml + 8 puntas • Jeringas de 12g (10 ml) + 20 puntas • Jeringas de 60g (50 ml) + 5 jeringas vacías + 20 puntas 									
Duración de vida	2 años									
Indicaciones de uso										
Informaciones legales	Dispositivo médico de clase IIa de acuerdo con la Directiva 93/42/ECC Marking CE0120									