

Recubrimiento MICRO-TOUCH

Esencial Series

Guante de examen recubierto de látex, sin polvo, para ponerse rápidamente y con frecuencia

Este guante no estéril cuenta con un revestimiento interior de poliacrilato que garantiza una colocación fácil y rápida, por lo que es ideal para los usuarios que deben cambiar de guantes con frecuencia. La formulación de látex de caucho natural de Ansell proporciona un guante cómodo y bien ajustado, mientras que las extensas fases de lixiviación garantizan un contenido muy bajo de proteínas residuales. Con el marcado CE como dispositivo médico de clase I, cuenta además con la certificación y el marcado CE como equipo de protección personal de categoría III, lo que garantiza una calidad más consistente y proporciona protección para una amplia gama de aplicaciones.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS PRINCIPALES:

- El revestimiento interno de poliacrilato facilita una mayor facilidad de colocación
- La formulación del látex y el espesor optimizado de la película ofrecen altos niveles de elasticidad, flexibilidad y sensibilidad
- El látex de baja alergenicidad reduce el riesgo de dermatitis de contacto debido a la ausencia de tiurams

Precaución: Este producto contiene látex de caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas, incluidas respuestas anafilácticas.

Recomendado para

- Procedimientos de examen breves y de
- bajo riesgo Colocación en húmedo



MICRO-TOUCH®. Protección diaria y en cualquier lugar

Los guantes de examen médico de primera calidad MICRO-TOUCH® están diseñados científicamente para complementar todas las necesidades de los profesionales médicos. Sus sofisticadas características de diseño incluyen tecnologías ergonómicas de Ansell que garantizan la comodidad durante procedimientos prolongados, innovaciones de agarre en húmedo que evitan un mal manejo perjudicial y películas microfinas para una máxima sensibilidad.

Recubrimiento MICRO-TOUCH

Esencial Series

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Material	Látex de caucho natural	No está hecho de látex de caucho natural	No
Color	Blanco	Longitud del manguito	Estándar
Contenido en polvo	Sin polvo	Superficie externa del guante	Dedos con textura
Libertad de agujeros (nivel de inspección I)	1,5 AQL	Espesor de la palma (mm/mil)	0.11 / 4.3
Espesor de los dedos (mm/mil)	0.14 / 5.5	Tamaños disponibles	XS (5,5 - 6), S (6,5 - 7), M (7,5 - 8), L (8,5 - 9), XL (9,5 - 10)
Probado para su uso con medicamentos de quimioterapia	No	Estéril	No
Antiestático	No probado	Longitud del guante (mm/pulgadas)	240 / 9.5
Segmentación de productos	Serie esencial		

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Tamaño	XS (5,5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9,5 - 10)
Código del producto	553301	553302	553303	553304	553305

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Embalaje	100 guantes por dispensador 10 dispensadores por caja 1000 guantes por caja *80 guantes por dispensador (Talla XL) *800 guantes por caja (Talla XL)
Vida útil	3 años
Instrucciones de almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o de ignición.

NORMAS Y CERTIFICACIONES

CE 0493, Categoría III, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 11193-1:2008, ISO 13485, ISO 10993-10:2010

Aceleradores químicos de vulcanización

Dietilditiocarbamato de zinc (ZDEC)

Dibutilditiocarbamato de zinc (ZDBC)

Sólo un número muy reducido de usuarios puede ser sensible a este(os) ingrediente(s) y, por tanto, puede desarrollar reacciones irritantes y/o alérgicas de contacto.

Póngase en contacto con su representante de Ansell para hacer un pedido o para obtener más información.

América del Norte
EE.UU. Tel: 800 952
9916
CA Tel: 1-844-494-7854

América Latina y el Caribe
Tel: +52(442) 296 20 50
Correo electrónico:
cslac@ansell.com

Europa, Oriente
Medio y África
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Correo electrónico:

Asia Pacific
Tel: +603 8310 6688

Australia y Nueva Zelanda
Tel: +61 3 9270 7270
Correo electrónico:

ansell.com

Correo electrónico:
insidesalesus@ansell.com

Brasil Tel: +55-11-3356-3100
Brasil Correo electrónico:
luvas.medicas@ansell.com

Correo electrónico:
info@ansell.eu

apac.medical@ansell.com

protection@ap.ansell.com

*Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o una de sus filiales. Patentado en EE.UU. y con patentes pendientes en EE.UU. y otros países:
www.ansell.com/patentmarking.
2022 Ansell Limited. Todos los derechos reservados.*

